



CTVIM
Lot E9
6 rue du bois du pont
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 3780

DUPLICATA

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 20 - 8503

DELIVRE A : TRI PESAGE SERVICE
34 RUE DURANTON

75015 PARIS

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 24 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Cylindrique/Parallélépipédique
Inox / Fonte

N° de série : ZE / M1

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 30/11/2020

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Thierry HEMET

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

L'incertitude de mesure élargie correspond à l'incertitude-type composée multipliée par un facteur d'élargissement $k=2$, de telle sorte que la probabilité de couverture corresponde approximativement à 95%.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
ZD44S	1 g	27/11/2020	1,000 22 g			0,30 mg	Néant
ZD44K	2 g	27/11/2020	2,000 63 g			0,40 mg	Néant
ZD89N	2 g	27/11/2020	2,000 37 g			0,40 mg	Néant
ZD38G	5 g	27/11/2020	5,000 27 g			0,50 mg	Néant
ZD21N	10 g	27/11/2020	10,000 47 g			0,60 mg	Néant
ZD74N	20 g	27/11/2020	20,001 10 g			0,80 mg	Néant
ZD99N	20 g	27/11/2020	19,999 65 g			0,80 mg	Néant
ZD72N	50 g	27/11/2020	50,001 4 g			1,0 mg	Néant
ZD80N	50 g	27/11/2020	50,001 4 g			1,0 mg	Néant
ZD38M	100 g	27/11/2020	100,000 6 g			1,6 mg	Néant
ZD78R	200 g	27/11/2020	200,006 0 g			3,0 mg	Néant
ZD79R	200 g	27/11/2020	200,005 1 g			3,0 mg	Néant
ZD43G	500 g	27/11/2020	500,009 3 g			8,0 mg	Néant
ZD96K	1 kg	27/11/2020	1,000 020 kg			16 mg	Néant
ZD97K	1 kg	27/11/2020	1,000 017 kg			16 mg	Néant
ZD21K	2 kg	27/11/2020	2,000 046 kg			30 mg	Néant
ZD26K	2 kg	27/11/2020	2,000 040 kg			30 mg	Néant
ZD378A	5 kg	27/11/2020	5,000 155 kg			80 mg	Néant
ZD379A	5 kg	27/11/2020	5,000 125 kg			80 mg	Néant
ZE161B	10 kg	27/11/2020	10,000 07 kg			160 mg	Néant
ZE162B	10 kg	27/11/2020	10,000 11 kg			160 mg	Néant
ZE163B	10 kg	27/11/2020	10,000 12 kg			160 mg	Néant
ZE164B	10 kg	27/11/2020	10,000 14 kg			160 mg	Néant
ZE165B	10 kg	27/11/2020	10,000 15 kg			160 mg	Néant

Fin



CTVIM
Lot E9
6 rue du bois du pont
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

DUPLICATA

CONSTAT DE VERIFICATION N° CV 20 - 8503

DELIVRE A : TRI PESAGE SERVICE
34 RUE DURANTON

75015 PARIS

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

Désignation : Série de 24 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Cylindrique/Parallélépipédique
Inox / Fonte

N° de série : ZE / M1

CONDITIONS DE VERIFICATION

Norme ou texte de référence :
Décision N° 10.00.600.001.1 du 28/06/2010

Procédure interne de vérification :
MO EM Etalonnage et Vérification

Conditions d'environnement :
Sans influence sur le classement

Date de la vérification : 27/11/2020

Date d'émission du constat: 30/11/2020

CONSTAT

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) de la (des) masse(s) ci-après identifiée(s) (excepté pour l'(les) éventuelle(s) masse(s) non classée(s)) augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par les textes cités en référence des quels découle :

$$|Ej| + U \leq EMT$$

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Thierry HEMET

Ce document comprend 2 pages

CE CONSTAT DE VERIFICATION GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D'ETALONNAGE AU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES (SI)
LA VERIFICATION A ETE EFFECTUEE SELON UNE PROCEDURE VALIDEE PAR LE COFRAC
LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT DE VERIFICATION N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



Portée disponible
sur www.cofrac.fr

CONSTAT (SUITE)

Identification	Masse nominale	Classe
ZD44S	1 g	M1
ZD44K	2 g	M1
ZD89N	2 g	M1
ZD38G	5 g	M1
ZD21N	10 g	M1
ZD74N	20 g	M1
ZD99N	20 g	M1
ZD72N	50 g	M1
ZD80N	50 g	M1
ZD38M	100 g	M1
ZD78R	200 g	M1
ZD79R	200 g	M1
ZD43G	500 g	M1
ZD96K	1 kg	M1
ZD97K	1 kg	M1
ZD21K	2 kg	M1
ZD26K	2 kg	M1
ZD378A	5 kg	M1
ZD379A	5 kg	M1
ZE161B	10 kg	M1
ZE162B	10 kg	M1
ZE163B	10 kg	M1
ZE164B	10 kg	M1
ZE165B	10 kg	M1